



辅助生殖专用培养皿(医疗器械)

注册证编号:粤械注准20232181838

体外受精是指将精子和卵子取出体外,在体外人工控制的环境中完成受精过程。洁特生物辅助生殖用培养皿,旨在为复杂的IVF和其他辅助生殖应用提供优质的产品,通过第三方机构生物相容性、体外鼠胚实验和人精子存活试验等严格测试,可帮助人类生殖细胞以及胚胎在体外环境下制备、储存、操作、培养以及转移等复杂的过程中保持活力。

型号:中心孔 平底35mm 平底60mm 平底90mm 四孔板


材质:聚苯乙烯(GPPS),符合USP Class VI标准

产品特点:

- ◆ 选用优质聚苯乙烯为原材料,高透表面有助于卵子和胚胎的观察
- ◆ 平整、轻薄的底部设计,有效加快热传递,维持温度和pH的恒定
- ◆ 皿盖的设计便于无菌操作和长时间保持胚胎培养内环境稳定
- ◆ 皿侧齿环设计,方便握取与操作,可降低污染风险
- ◆ 表面未经TC处理,可为培养基液滴提供一致性
- ◆ 经第三方验证,无胚胎毒性、无热原、无细胞毒性、无基因毒性、非致突变性
- ◆ 实施严苛的生产及质量检测管控,并遵循相关要求,确保产品质量稳定可靠
- ◆ 辐照灭菌, SAL 10^{-6}



1



IVF专用中心孔培养皿

- ◇ 尺寸:50.4×13.8mm(皿);21×14mm(孔)
- ◇ 用途:可用于冷冻胚胎的解冻,恢复胚胎的生物活性;胚胎体外培养

2



IVF专用35mm培养皿

- ◇ 尺寸:33×10.5mm(皿);36×6mm(盖)
- ◇ 用途:胚胎的微滴培养

3



IVF专用60mm培养皿

- ◇ 尺寸:52.5×15mm(皿);55.5×6mm(盖)
- ◇ 用途:可用于捡卵、洗卵、消化卵子外的颗粒细胞;胚胎冷冻/解冻


4



IVF专用90mm培养皿

- ◇ 尺寸:85×14.5mm(皿);89×8mm(盖)
- ◇ 用途:可用于捡卵、洗卵、消化卵子外的颗粒细胞

5



IVF专用四孔培养板

- ◇ 尺寸:16×12mm(孔)
- ◇ 用途:胚胎冷冻/解冻;胚胎体外培养

产品规格(广告)

目录号	型号	描述	表面	灭菌	个/包(盒)	个/箱
IVF050060	中心孔	IVF专用中心孔培养皿	未处理	是	10	600
IVF050035	平底35	IVF专用35mm培养皿	未处理	是	10	960
IVF051060	平底60	IVF专用60mm培养皿	未处理	是	10	600
IVF050090	平底90	IVF专用90mm培养皿	未处理	是	10	500
IVF041004	四孔板	IVF专用四孔培养板	未处理	是	1	100

